

ОБЛИК

practice book

Коллагенотерапия дермы

Метод восстановительной терапии дермы с помощью коллагенового комплекса «Коллост»® разработанный для активизации процесса выработки собственных коллагеновых волокон, замещения повреждённых в результате старения, борьбы с патологическими рубцовыми изменениями, а также для усиления процессов регенерации дермы.



Введение

Среди методов косметологической коррекции инволюционно-депрессивных изменений кожи лица, шеи и декольте лидирующими являются инъекции препаратов на основе нестабилизированной гиалуроновой кислоты. Однако они не всегда в полном объёме позволяют решить данную проблему и добиться оптимальных результатов.

С 2005 года гель «Коллост»® («Биофармахолдинг») прекрасно зарекомендовал себя в эстетической косметологии, как препарат для решения дегенеративных изменений в дерме.

Коллаген — основной структурный белок, поддерживающий упругость тканей. Выработка его с возрастом снижается, и для восполнения этой потери применяется «Коллост»®.

Это натуральный инъекционный коллаген I типа с полностью сохранённой нативной структурой, максимально приближенный по строению к коллагену человека, способствующий восстановлению дермы за счёт активации коллагеногенеза и улучшающий дермальные характеристики даже при сниженном регенераторном потенциале кожи.



Марина Кравчук

врач-косметолог,
Москва.

@mekravchuk





Материалы и методы

Действие геля «Коллост»® в дерме заключается в обеспечении зоны коррекции основными биологическими ресурсами, которые требуются для регенерации. Молекулы коллагена выполняют роль физиологической матрицы, обеспечивающей нормальные репарационные процессы. Фибробласты в результате направленной миграции «заселяют» коллагеновую матрицу и начинают синтезировать собственный молодой коллаген и другие компоненты межклеточного матрикса, которые постепенно замещают биоимплант.

Процедуры проводятся 3–5 раз с интервалами в 2–4 недели. Выбор протокола лечения зависит от возраста, качества кожи пациента и других факторов.





Протокол процедуры

Пациентка Е., 45 лет. Жалобы на снижение тонуса кожи лица и шеи, изменение её пигментации, появление морщин в области лба, глаз и губ.

Объективно: статические и динамические морщины в области лба, межбровья, в периорбитальной и периоральной зонах, умеренное снижение тонуса и эластичности кожи, умеренные явленияптоза.

За две недели до начала курса процедур пациентке была проведена внутрикожная тест-проба — 0,1 мл «Коллост»® — в область предплечья.

Непосредственно перед инъекционным введением необходимо разогреть гель до температуры 36–40 °С на водяной бане или в термостате. Далее процедура ведется по такому сценарию:

1. обработка кожи антисептиком и аппликационная анестезия,
2. очищение области коррекции от анестетика и дезинфекция антисептиком,
3. внутрикожное введение геля «Коллост»®. Инъекции выполняются частыми поверхностными микропапулами, расстояние между рядами и соседними папулами составляет не более 0,5 см, а в области век — 2–3 мм. В области морщин/складок инъекции располагаются одна к одной, без промежутков. Допускается также линейно-ретроградное введение препарата,
4. финишная обработка кожи антисептическим раствором и применение постпроцедурных препаратов.

Результат коррекции

В результате проведённого минимального курса из двух процедур пациентка заметила явное улучшение качества кожи и её цветности. Объективно: кожа более упругая и сияющая. Рекомендовано продолжить курс инъекций геля «Коллост»®: провести ещё две процедуры с интервалом в три недели.

Заключение

Многолетний опыт применения геля «Коллост»® в эстетической медицине показал его высокую эффективность при коррекции инволюционно-депрессивных и рубцовых изменений кожи. Препарат прекрасно сочетается с другими методами омоложения кожи лица. Такими как фото- и лазерные, радиочастотные технологии, химические пилинги и прочими, дополняя и многократно усиливая их потенциал. ○



